



# Catalogue

Dispositifs médicaux à usage unique



# Présentation de la société

Aimax Medical SA appartient au groupe Aimax, dont le siège se trouve à Wuhan en République populaire de Chine.

Le Groupe Aimax possède sept sociétés : Wuhan Aimax Trade Co., Ltd., Aimax Medical Products Co. Ltd., Aimax Non Woven Fabric Manufacturing Co., Ltd., et Aimax (Wuhan) Technology Corporation, Aimax Trade (Ningbo) Co., Ltd., Aimax Corporation (US), Aimax Medical SA (Suisse).

Le Groupe Aimax produit non seulement des matériaux en tissu non tissé à base de polypropylène et des produits médicaux, mais dispose également d'un centre de stérilisation. Il fait de la recherche et du développement, conduit des tests et des consultations techniques. Le Groupe Aimax propose également des kits de prélèvement jetables pour la détection de virus - VTM (Viral Transport Medium) et UTM (Universal Transport Medium) pour les tests nasaux et salivaires, ainsi que des seringues de 1 ml et 3 ml pour les vaccinations contre la Covid-19.

La société Wuhan Aimax Trade Co., Ltd. a été établie en 2005 et opère dans le secteur médical depuis 17 ans. Ses secteurs d'activités couvrent les produits de protection jetables en polypropylène et polyéthylène, les sets de pansement, les bandages et instruments médicaux. Elle a obtenu les licences de production pour dispositifs médicaux de la CFDA, les certificats ISO13485, CE et FDA aux États-Unis. Ses produits sont présents sur les marchés médicaux et hospitaliers de plus de 100 pays et régions, dont les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Depuis plus de 17 ans, Wuhan Aimax Trade est un fournisseur indirect des clients médicaux et hospitaliers en Suisse, notamment le CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), l'Hôpital du canton de Fribourg, l'Hôpital du canton du Valais, l'Hôpital de l'Île à Berne, la Clinique La Source, la Clinique La Prairie et le Groupe Hirslanden.

Aimax Medical Products Co., Ltd. fabrique des produits de protection médicale pour le Groupe Aimax. Avec un investissement total de 280 millions de RMB (~40 millions de CHF), la société s'étend sur un terrain de 100'000 m<sup>2</sup>, avec une surface construite de 100'000 m<sup>2</sup> et une salle nettoyage (atelier) de Classe 100000 de 6000 m<sup>2</sup>. Elle dispose de lignes de production de masques faciaux et chirurgicaux, de blouses d'isolement et chirurgicales, de combinaisons et de bonnets de protection, ainsi que de coiffes bouffantes pour le personnel infirmier, de couvre-chaussures jetables, de gants PE (copolymère EVA), de bandages médicaux, de compresses de gaze, d'éponges abdominales, de sets de pansements et de troussees chirurgicales.

La production comprend 20 lignes automatiques pour les masques chirurgicaux, 500 machines pour les blouses d'isolement et les combinaisons de protection, des salles de tests microbiologiques (incluant une salle à pression positive, une salle de micro-organismes et une salle stérile) et 5 lignes pour les tissus non tissés et fondus-soufflés (meltblown).

20 millions de masques et 3 millions de blouses sont ainsi produites chaque mois.

Pour améliorer encore l'approvisionnement et assurer une livraison rapide ainsi que des prix plus compétitifs, Aimax Medical SA a récemment été créée à Lausanne avec un entrepôt en Suisse. Notre objectif est de réduire les coûts de transport de longue distance, de faciliter la livraison en Suisse, ainsi qu'en Europe, et de créer des emplois.

Le principe de base du groupe Aimax est d'offrir avec constance des produits et services fiables, innovants et de haute qualité.




# Certification




ISO



ISO



CH REP



EU REP

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
According to Art. 18 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer: Ammax Medical Products Co., Ltd.  
53 Harjiang Avenue, Chadian Town, Yuyang District, Shiyuan, Hubei Province.

SRN: CN MF-00010875  
European Representative: Niederhermsdorf 71, 40474 Duesseldorf, Germany

SRN: DE-AR-00005948  
Product name: Face Mask  
Size: 17.5X9.5cm, 12.5X8.5cm, 14.5X9.5cm, 16X9.5cm, 16.5x9.5 cm  
Basic UDI-DI: 697321034facmask1QV

Classification acc. to MDR Art. VIII: Class I, rule 1  
Applied Standard & Common Specification: EN ISO 13485:2016 / EN ISO 14971:2019  
ISO10993-1:2018 / EN ISO 10993-5:2009  
EN ISO 10993-10:2013 / EN ISO 15223-1:2016

Conformity assessment procedure: Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.: N/A  
Name and ID of the Notified Body: N/A

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documents are retained under the premises of the manufacturer.

Signature: *[Signature]* Date: 2021-08-08  
Position: General Manager Place: Shiyuan, Hubei

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
According to Art. 18 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer: Ammax Medical Products Co., Ltd.  
53 Harjiang Avenue, Chadian Town, Yuyang District, Shiyuan, Hubei Province.

SRN: CN MF-00010875  
European Representative: Niederhermsdorf 71, 40474 Duesseldorf, Germany

SRN: DE-AR-00005948  
Product name: Isolation-Gown  
Size: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL  
Basic UDI-DI: 697321034isolationgown4S

Classification acc. to MDR Art. VIII: Class I, rule 1  
Applied Standard & Common Specification: EN ISO 13485:2016 / EN ISO 14971:2019  
ISO10993-1:2018 / EN ISO10993-5:2009  
EN ISO 10993-10:2013 / EN ISO 15223-1:2016

Conformity assessment procedure: Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.: N/A  
Name and ID of the Notified Body: N/A

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documents are retained under the premises of the manufacturer.

Signature: *[Signature]* Date: 2021-08-08  
Position: General Manager Place: Shiyuan, Hubei

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
According to Art. 18 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer: Ammax Medical Products Co., Ltd.  
53 Harjiang Avenue, Chadian Town, Yuyang District, Shiyuan, Hubei Province.

SRN: CN MF-00010875  
European Representative: CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Barosa Lengua N° 18 CP 29006, Málaga Spain

SRN: ES-AR-00002993  
Trade name: Non-woven Shields  
Product name: Non-woven Shields  
Basic UDI-DI: 697321034nonwovenshieldS

Classification acc. to MDR Art. VIII: Class I, rule 4  
Applied Standard & Common Specification: EN ISO 14971:2019  
ISO10993-1:2018 / EN ISO10993-5:2009  
EN ISO10993-10:2013 / EN ISO15223-1:2016

Conformity assessment procedure: Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.: N/A  
Name and ID of the Notified Body: N/A

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documents are retained under the premises of the manufacturer.

Signature: *[Signature]* Date: 2021-08-08  
Position: General Manager Place: Shiyuan, Hubei

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
According to Art. 18 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer: Ammax Medical Products Co., Ltd.  
53 Harjiang Avenue, Chadian Town, Yuyang District, Shiyuan, Hubei Province.

SRN: CN MF-00010875  
European Representative: CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Barosa Lengua N° 18 CP 29006, Málaga Spain

SRN: ES-AR-00002993  
Product name: Lab Coat  
Size: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL  
Basic UDI-DI: 697321034labcoat1Q2

Classification acc. to MDR Art. VIII: Class I, rule 1  
Applied Standard & Common Specification: EN ISO 14971:2019  
ISO10993-1:2018 / EN ISO10993-5:2009  
EN ISO 10993-10:2013 / EN ISO 15223-1:2016

Conformity assessment procedure: Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.: N/A  
Name and ID of the Notified Body: N/A

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documents are retained under the premises of the manufacturer.

Signature: *[Signature]* Date: 2021-08-08  
Position: General Manager Place: Shiyuan, Hubei

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
According to Art. 18 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer: Ammax Medical Products Co., Ltd.  
53 Harjiang Avenue, Chadian Town, Yuyang District, Shiyuan, Hubei Province.

SRN: CN MF-00010875  
European Representative: Niederhermsdorf 71, 40474 Duesseldorf, Germany

SRN: DE-AR-00005948  
Product name: Cap (broom)  
Size: 18", 19", 21", 22", 24" any size can be customized  
Basic UDI-DI: 697321034capbroom1Q3

Classification acc. to MDR Art. VIII: Class I, rule 1  
Applied Standard & Common Specification: EN ISO 13485:2016 / EN ISO 14971:2019  
ISO10993-1:2018 / EN ISO10993-5:2009  
EN ISO 10993-10:2013 / EN ISO 15223-1:2016

Conformity assessment procedure: Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.: N/A  
Name and ID of the Notified Body: N/A

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documents are retained under the premises of the manufacturer.

Signature: *[Signature]* Date: 2021-08-08  
Position: General Manager Place: Shiyuan, Hubei

**SGS** **IBO-MRA** **CNAS** **QMS** **ISO 9001** **GB/T 19001** **TESTING** **CNAS L6099**

Test Report: SL202107280401TX Date: July 23, 2020 Page 1 of 4

YUNHAI MAXAM TRADE CO., LTD.  
NO. 1, HAIJIANG BUILDING OF GUANSHAN CHUANGUO, GUANSHAN 1160 EAST LAKE DEVELOPING ZONE, WUZHAN, CHINA.

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Description: (As shown on page)

Sample Color: (As shown on page)  
Sample No.: 09-0229  
Sample Receipt Date: Jul 13, 2020  
Testing Period: Jul 14, 2020 - Jul 23, 2020

Test Result(s): (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; for further details, please refer to the following page(s).)

Test Performed: Selected test(s) as requested by applicant

Conclusion: The provided sample does meet ANSI/AAMI F970-2012 Level 2.

Signed for and on behalf of:  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. Testing Center

*[Signature]*  
Sara Ben  
Sara Ben (Account Executive)

**SGS** **IBO-MRA** **CNAS** **QMS** **ISO 9001** **GB/T 19001** **TESTING** **CNAS L6099**

Test Report: SL202107280401TX Date: October 20, 2020 Page 1 of 5

AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.  
53 HANJIANG AVENUE, CHADIAN TOWN, YUYANG DISTRICT, SHIYUAN HUBEI PROVINCE.

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Description: (As shown on page)

Sample Color: (As shown on page)  
Sample No.: (As shown on page)  
Manufacturer: AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Sample Receipt Date: Nov 10, 2020  
Testing Period: Nov 11, 2020 - Nov 23, 2020

Test Result(s): (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; for further details, please refer to the following page(s).)

Test Performed: Selected test(s) as requested by applicant

Sample Receipt Date: Sep 27, 2020  
Testing Period: Sep 28, 2020 - Oct 23, 2020  
Test Result(s): (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; for further details, please refer to the following page(s).)

Conclusion: The provided sample meets ANSI/AAMI F970-2012 Level 2.

Signed for and on behalf of:  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. Testing Center

*[Signature]*  
Sara Ben  
Sara Ben (Account Executive)

**SGS** **IBO-MRA** **CNAS** **QMS** **ISO 9001** **GB/T 19001** **TESTING** **CNAS L6099**

Test Report: SL202107280401TX Date: November 23, 2020 Page 1 of 3

AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.  
53 HANJIANG AVENUE, CHADIAN TOWN, YUYANG DISTRICT, SHIYUAN HUBEI PROVINCE.

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Description: (As shown on page)

Sample Color: (As shown on page)  
Sample No.: (As shown on page)  
Manufacturer: AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Sample Receipt Date: Nov 10, 2020  
Testing Period: Nov 11, 2020 - Nov 23, 2020

Test Result(s): (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; for further details, please refer to the following page(s).)

Test Performed: Selected test(s) as requested by applicant

Conclusion: The provided sample meets ANSI/AAMI F970-2012 Level 2.

Signed for and on behalf of:  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. Testing Center

*[Signature]*  
Sara Ben  
Sara Ben (Account Executive)

**SGS** **IBO-MRA** **CNAS** **QMS** **ISO 9001** **GB/T 19001** **TESTING** **CNAS L6099**

Test Report: SL202107280401TX Date: November 27, 2020 Page 1 of 14

AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.  
53 HANJIANG AVENUE, CHADIAN TOWN, YUYANG DISTRICT, SHIYUAN HUBEI PROVINCE.

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Description: (As shown on page)

Sample Color: (As shown on page)  
Sample No.: (As shown on page)  
Manufacturer: AMMAX MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Sample Receipt Date: Oct 18, 2020  
Testing Period: Oct 18, 2020 - Nov 27, 2020

Test Result(s): (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; for further details, please refer to the following page(s).)

Test Performed: Selected test(s) as requested by applicant

Conclusion: The provided sample meets ANSI/AAMI F970-2012 Level 2.

Signed for and on behalf of:  
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. Testing Center

*[Signature]*  
Sara Ben  
Sara Ben (Account Executive)

**CE MDR et rapport SGS**

# Catalogue

## 1. Protection personnelle

- 06-07 Charlottes
- 07-08 Masques
- 08 Couvre-barbes
- 09 Gants
- 10 Pyjamas/Blouses
- 11 Vestes/blouses de laboratoire
- 12-13 Blouses d'isolation
- 13 Blouses de patient
- 14 Blouses de salle d'opération
- 15 Couvre-chaussures
- 15 Couvre-lits

## 2. Bandes

- 16 Bandes Kerlix
- 16 Bandes Élastique PBT
- 17 Bandes Crêpe
- 17 Bandes Crêpe en papier
- 18 Bandes Adhésive Non Tissée
- 18 Bandes Haute Élasticité

## 3. Soins

- 19-20 Compresses Non Tissée
- 19-20 Boules Non Tissée
- 21-22 Compresses Tissée
- 21-22 Boules Tissée
- 23 Sets de pansements
- 23 Champs abdominaux

## 4. Autres

- 24 Seringues + aiguilles
- 24 Ciseaux Inox Pointu/Mousse
- 25 Appicateurs PP tête mousse
- 25 Appicateurs PP
- 25 Antigerm Wipes

## Charlottes Mob



- » Non Tissée
- » 10 - 15 g/m<sup>2</sup>
- » Taille 17" - 24"
- » Blanche, bleue, verte ou selon la demande du client
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AMG1421	PP	Verte, 14 g/m <sup>2</sup> double élastique	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMW1421	PP	Blanche, 14 g/m <sup>2</sup> double élastique	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMW1221	PP	Blanche, 12 g/m <sup>2</sup> double élastique	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Charlottes Bouffantes



- » Non Tissée
- » 10 - 40 g/m<sup>2</sup>
- » Taille 18" - 24"
- » Blanche, bleue, verte ou selon la demande du client
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AMG1522	PP	Verte, 15 g/m <sup>2</sup>	22"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM2002	PP	Blanche, 15 g/m <sup>2</sup>	22"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM2001	PP	Bleue, 15 g/m <sup>2</sup>	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMG2521	PP	Verte, 25 g/m <sup>2</sup>	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMG3021	PP	Verte, 30 g/m <sup>2</sup>	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMY4018	PP + PE	Jaune, PP 30 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup>	18"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AMW4021	PP	Blanche, 40 g/m <sup>2</sup>	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Cagoules



- » Non Tissée
- » 10 - 30 g/m<sup>2</sup>
- » Blanche, bleue, verte ou selon la demande du client
- » Taille S, M, L
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM1004	PP	Verte, 25 g/m <sup>2</sup>	S	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM1005	PP	Verte, 25 g/m <sup>2</sup> avec bande anti-transpiration	S	100 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Masques



- » Spunbond polypropylène + filtre meltblow + spunbond polypropylène
- » Taille pliée 17.5x9.5 cm 3 plis
- » Élastiques ou attaches
- » BFE ≥ 95-98%
- » Masques chirurgicaux Type I, II, IIR
- » Non Stérile

Réf.	Couleur	Plis	Modèle	Classe	Conditionnement
AM-0425	Bleu	3 plis	Élastiques plats	Type IIR	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0425-1	Blanc	3 plis	Élastiques plats	Type IIR	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0425-2	Blanc	3 plis	Dia. 3 mm rond élastiques	Type IIR	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0425-3	Blanc	3 plis	Élastiques larges et plats, avec logo d'Aimax	Type IIR	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0425-4	Bleu	3 plis	Attaches	Type IIR	50 pcs/boîte 20 boîtes/carton
AM-0425-5	Blanc	3 plis	Dia. 4 mm, élastiques ronds avec logo d'Aimax	Type IIR	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0424	Bleu	3 plis	Élastiques plats	Type II	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton
AM-0424-2	Blanc	3 plis	Élastiques ronds	Type II	50 pcs/boîte 60 boîtes/carton



## Masques FFP2



- » 4 plis: Spunbond polypropylène + needle punched + meltblow polypropylène + spunbond polypropylène
- » Pliage vertical ou pliage en bec de canard
- » Élastiques sans latex
- » BFE  $\geq$  95%
- » FFP2
- » Protection personnelle
- » Non Stérile

Réf.	Couleur	Plis	Modèle	Classe	Conditionnement
HSD-FO2	Blanc	4 plis	Pliage vertical	FFP2	20 pcs/boîte 40 boîtes/carton
BH-YTD	Blanc	4 plis	Pliage en bec de canard	FFP2	2 pcs/sachet 15 sachets/boîte 24 boîtes/carton



## Masques pour enfant



- » Spunbond polypropylène + filtre meltblow + spunbond polypropylène
- » Blanc, rose, orange
- » 3 plis
- » BFE  $\geq$  95-98%
- » Non Stérile

Réf.	Couleur	Description	Classe	Taille	Conditionnement
AM0401	Blanc	3 plis, élastiques plats	Type IIR	14.5x9.5 cm	50 pcs/boîte 40 boîtes/carton
AM0402	Rose	3 plis, élastiques plats	Type IIR	14.5x9.5 cm	50 pcs/boîte 40 boîtes/carton
AM0403	Orange	3 plis, élastiques plats	Type IIR	14.5x9.5 cm	50 pcs/boîte 40 boîtes/carton



## Couvre-barbes



- » Non Tissée
- » 10 - 15 g/m<sup>2</sup>
- » Taille 18" - 21"
- » Blanc, bleu
- » Fait-main, fait à la machine
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0501	Blanc PP 10 g/m <sup>2</sup> fait-main	18"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0501-1	Blanc PP 10 g/m <sup>2</sup> fait à la machine	18"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0502	Blanc PP 10 g/m <sup>2</sup> fait-main	21"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0503-1	Bleu PP 10 g/m <sup>2</sup> fait à la machine	18"	100 pcs/sachet 10 sachets/carton





## Gants Copolymère PE - EVA



- » Transparent EVA
- » Taille S, M, L
- » Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM6012	PE-EVA Copolymère	Copolymère stérile	S	1 pc/pp 100 pps/boîte 10 boîtes/carton
AM6001	PE-EVA Copolymère	Copolymère stérile	M	1 pc/pp 100 pps/boîte 10 boîtes/carton
AM6005	PE-EVA Copolymère	Copolymère stérile	L	1 pc/pp 100 pps/boîte 10 boîtes/carton



## Gants Vinyle



- » Gants Vinyle
- » Taille S, M, L
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM6006	PVC	Sans poudre	S	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton
AM6007	PVC	Sans poudre	M	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton
AM6011	PVC	Avec poudre	L	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton



## Gants Nitrile



- » Gants Nitrile, médicaux et alimentaires
- » Taille S, M, L
- » Sans poudre ou avec poudre
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM6010	Nitrile	Bleu, CE EN455	S	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton
AM6008	Nitrile	Bleu, CE EN455	M	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton
AM6009	Nitrile	Bleu, CE EN455	L	100 pcs/boîte 10 boîtes/carton



## Pyjamas/Blouses



- » PP, SMS Non Tissée
- » 30 - 45 g/m<sup>2</sup>
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » Sur mesure disponible
- » Non Stérile

Réf.	Nom	Description	Taille	Conditionnement
AM3007	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleue SMS 45 g/m <sup>2</sup> Manches tricotées 18 cm 3 poches 1 pc pantalon à élastique à la taille	L Blouse 80x74 cm Pantalon 80x116 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3007-2	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleue SMS 45 g/m <sup>2</sup> Manches 18 cm poignet ouvert 3 poches 1 pc pantalon à élastique et aux attaches à la taille	L Blouse 80x74 cm Pantalon 80x116 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3010	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleue marine PP 35 g/m <sup>2</sup> 1 pc pantalon	S Blouse 74x68 cm Pantalon 58x102 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3115	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleu foncé douce antistatique PP 40 g/m <sup>2</sup> Manches courtes 1 poche Col - 'V' 1 pc pantalon à élastique à la taille	XL Blouse 83x142 cm Pantalon, 122x131 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3001	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleue marine PP 43 g/m <sup>2</sup> Manches courtes 1 pc slip bleu PP 35 g/m <sup>2</sup> 2 pcs couvre-chaussures anti-dérapant 1 pc charlotte blanche PP 12 g/m <sup>2</sup> 20"	L Blouse 115x150 cm Slip, 57x31 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3009-1	Set de blouse	Blouse, 1 pc bleue marine PP 35 g/m <sup>2</sup> Manches courtes 1 pc charlotte blanche PP 10 g/m <sup>2</sup> 21"	M Blouse 120x140 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton



## Vestes



- » SMS Non Tissée
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » 30 - 50 g/m<sup>2</sup>
- » Manchettes tricotées, col tricoté, boutons de pression
- » Disponible sur mesure
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM3006	Veste bleue, SMS 40 g/m <sup>2</sup> manchettes tricotées Col tricoté 3 poches	M 80x135 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3006-2	Veste bleue, SMS 40 g/m <sup>2</sup> , avec élastique en bas de la veste Manchettes tricotées Col tricoté 3 poches	M 80x135 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3101	Veste bleue, SMS 40 g/m <sup>2</sup> , avec élastique en bas de la veste Manchettes tricotées Col tricoté Pantalon 1 pc à élastique à la taille	S Veste 80x135 cm Pantalon 60x115 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM3102	Veste bleue, SMS 35 g/m <sup>2</sup> , avec élastique en bas de la veste Manchettes tricotées Col tricoté 2 poches	M 79x132 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3103	Veste bleue, SMS 35 g/m <sup>2</sup> , avec élastique en bas de la veste Manchettes tricotées Col tricoté 2 poches	L 84x142 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3104	Veste bleue, SMS 35 g/m <sup>2</sup> , avec élastique en bas de la veste Manchettes tricotées Col tricoté 2 poches	XL 89x152 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton



## Blouses de laboratoire



- » PP Non Tissée
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » 30 - 50 g/m<sup>2</sup>
- » Manchettes à élastique, col de chemise, boutons de pression
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM3002	Blouse blanche, PP 38 g/m <sup>2</sup> col de chemise Manchettes à élastique 2 poches	XL 110x150 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3005	Blouse bleu clair, PP 50 g/m <sup>2</sup> col de chemise Manchettes à élastique 2 poches	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3030	Blouse blanche, PP 30 g/m <sup>2</sup> col de chemise Manchettes à élastique 2 poches	XL 110x150 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3025	Blouse blanche, PP 25 g/m <sup>2</sup> col de chemise Manchettes à élastique 2 poches	XL 110x150 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton



## Blouses d'isolation



- » PP, PP + PE, SMS, SMMS Non Tissée
- » 18 - 50 g/m<sup>2</sup>
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » Disponible sur mesure
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM3004	PP	Blouse verte, PP 25 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3016	PP	Blouse verte, PP 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3023	PP	Blouse bleue, PP 35 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	L 120x150 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3024	PP	Blouse bleue, PP 25 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3027	PP	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3033	PP	Blouse bleue, PP 30 g/m <sup>2</sup> cousue à fil Manchettes à élastique Velcro au cou	L 120x150 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3034	PP	Blouse bleue, PP 35 g/m <sup>2</sup> cousue à fil Manchettes à élastique	M 115x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton

AM3040	PP + PE	Blouse bleue, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x150 cm	10 pcs/sachet 5 sachets/carton
AM3019	PP + PE	Blouse bleue, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3020	PP + PE	Blouse bleue, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 15 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3021	PP + PE	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3022	PP + PE	Bouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 15 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3028	PP + PE	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3029	PP + PE	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 10 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3032	PP + PE	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 15 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3031	PP + PE	Blouse jaune, PP 25 g/m <sup>2</sup> + PE 15 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton

AM3012	SMS	Blouse verte, SMS 25 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3013	SMS	Blouse verte, SMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3017	SMS	Blouse bleue, SMS 25 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotés	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3018	SMS	Blouse bleue, SMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Blouses d'isolation



- » PP, PP + PE, SMS, SMMS Non Tissée
- » 18 - 50 g/m<sup>2</sup>
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » Disponible sur mesure
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM3224	Blouse jaune, SMMS 24 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Niveau 2	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3225	Blouse jaune, SMMS 24 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue à fil	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3245	Blouse bleue, SMMS 45 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue à fil	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3246	Blouse jaune, SMMS 22 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Cousue à l'ultrason	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3247	Blouse jaune, SMMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Cousue à l'ultrason	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3248	Blouse jaune, SMMS 35 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Cousue à ultrason	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3249	Blouse jaune, SMMS 40 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Cousue à l'ultrason	XL 130x155 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3251	Blouse jaune, SMMS 22 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3252	Blouse jaune, SMMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3253	Blouse jaune, SMMS 35 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3254	Blouse jaune, SMMS 40 g/m <sup>2</sup> Manchettes à élastique Cousue	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Blouses de patient



- » PP, Non Tissée
- » 18 - 50 g/m<sup>2</sup>
- » Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- » Disponible sur mesure
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM3008	Blouse bleue, PP 35 g/m <sup>2</sup> Manches courtes	XL 120x150 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM3009-2	Blouse bleue marine, PP 35 g/m <sup>2</sup> Manches courtes	M 120x140 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Blouses de salle d'opération



SMMS Non Tissée  
 30 - 50 g/m<sup>2</sup>  
 Cousue à l'ultrason  
 4 attaches  
 Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Disponible en modèle renforcé  
 Stérile



Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM3401	Blouse bleue, SMMS 35 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotée Velcro au cou	L 120x150 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton
AM3402	Blouse bleue, SMMS 35 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotée Velcro au cou 2 pcs essuie-main	L 120x150 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton
AM3403	Blouse bleue, SMMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Velcro au cou	L 120x150 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton
AM3404	Blouse bleue, SMMS 30 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Velcro au cou 2 pcs essuie-main	L 120x150 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton
AM3411	Blouse bleue, SMMS 45 g/m <sup>2</sup> renforcée devant et aux manches Manchettes tricotées Velcro au cou 2 pcs essuie-main	XL 155x175 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton
20068D	Blouse bleue, SMMS 45 g/m <sup>2</sup> Manchettes tricotées Velcro au cou 1 pcs essuie-main	XL 130x158 cm	1 pc/sachet 50 sachets/carton

## Couvre-chaussures



- » PP Non Tissée
- » Modèle fait à la machine, modèle fait à la main
- » 25 - 40 g/m<sup>2</sup>
- » Anti-dérapant
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM351741	PP	Bleu, 35 g/m <sup>2</sup> anti-dérapant Fait à la machine	17x41 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM351738	PP	Bleu, 35 g/m <sup>2</sup> anti-dérapant Fait à la machine	17x38 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM381843	PP	Bleu, 38 g/m <sup>2</sup> anti-dérapant Fait-main	18x43 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM7301	PP + CPE	Bleu, 8.6 g/m <sup>2</sup> anti-dérapant Fait à la machine	17x41 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM7302	PP	Bleu, 38 g/m <sup>2</sup> anti-dérapant Fait-main	18x41 cm	10 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Couvre-lits



- » PP Non Tissée
- » 30 - 45 g/m<sup>2</sup>
- » Élastiques au bord
- » Confortable
- » Disponible sur mesure
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM3011	PP	Bleu clair, 45 g/m <sup>2</sup>	Couvre-lit, 1 pc 235x135 cm Taie d'oreiller 1 pc 65x49 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM9101	PP	Bleu clair, 45 g/m <sup>2</sup>	Couvre-lit, 1 pc 235x135 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton
AM9102	PP	Blanc, 30 g/m <sup>2</sup>	Couvre-lit, 1 pc 230x160 cm Drap 1 pc 220x150 cm Taie d'oreiller 1 pc 65x49 cm	1 set/sachet 50 sachets/carton



## Bandes Kerlix



- » Coton 100%
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5037	Coton 100% 12x8 mèche	12 cm x 4 m	100 rouleaux/sachet 1 sachet/carton
AM5017	Coton 100% 12x8 mèche	13 cm x 4 m	100 rouleaux/sachet 1 sachet/carton
AM5018	Coton 100% 12x8 mèche	15 cm x 4 m	100 rouleaux/sachet 1 sachet/carton



## Bandes Kerlix



- » Coton 100%
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5019	Coton 100% 12x8 mèche	12 cm x 4 m	1 rouleau/pp 100 pps/carton
AM5038	Coton 100% 12x8 mèche	13 cm x 4 m	1 rouleau/pp 100 pps/carton
AM5039	Coton 100% 12x8 mèche	15 cm x 4 m	1 rouleau/pp 100 pps/carton



## Bandes Élastique PBT



- » Non blanchie
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5020	Coton + polyamide	6 cm x 4 m	12 rouleaux/sachet 60 sachets/carton
AM5021	Coton + polyamide	8 cm x 4 m	12 rouleaux/sachet 40 sachets/carton
AM5022	Coton + polyamide	10 cm x 4 m	12 rouleaux/sachet 30 sachets/carton





## Bandes Crêpe



- » Coton + Spandex
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5032	Coton 85% + Spandex 15%, 80 g/m2	5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 60 sachets/carton
AM5033	Coton 85% + Spandex 15%, 80 g/m2	7.5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 40 sachets/carton
AM5001	Coton 85% + Spandex 15%, 80 g/m2	10 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 30 sachets/carton
AM5040	Coton 85% + Spandex 15%, 80 g/m2	15 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 20 sachets/carton
AM5026	Coton 75% + Spandex 25%, 75 g/m2 Couleur peau	7.5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 40 sachets/carton



## Bandes Crêpe en papier



- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5053	Bande crêpe en papier	4 cm x 4 m	20 rouleaux/boîte 32 boîtes/carton
AM5050	Bande crêpe en papier	6 cm x 4 m	20 rouleaux/boîte 16 boîtes/carton
AM5051	Bande crêpe en papier	8 cm x 4 m	20 rouleaux/boîte 16 boîtes/carton
AM5052	Bande crêpe en papier	10 cm x 4 m	20 rouleaux/boîte 16 boîtes/carton



## Bandes Adhésive Non Tissée



- » Non Tissée + élastique
- » Légère
- » Rouge, bleue, rose, verte, couleur peau
- » Sans latex, adhésive
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5024	Non tissée, élastique Rose clair, rouge	7.5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 16 sachets/carton
AM5025	Non tissée, élastique Couleur peau	10 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 12 sachets/carton



## Bandes Haute élasticité



- » Tricotée, haute élasticité
- » Sans latex, adhésive à l'extrémité de la bande
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM5034	48% Coton + 9% Spandex + 43% Polyester Modèle 90 g/m <sup>2</sup>	5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 60 sachets/carton
AM5027	48% Coton + 9% Spandex + 43% Polyester Modèle 90 g/m <sup>2</sup>	7.5 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 40 sachets/carton
AM5035	48% Coton + 9% Spandex + 43% Polyester Modèle 90 g/m <sup>2</sup>	10 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 30 sachets/carton
AM5036	48% Coton + 9% Spandex + 43% Polyester Modèle 90 g/m <sup>2</sup>	15 cm x 4.5 m	12 rouleaux/sachet 30 sachets/carton



## Compresses Non Tissée



- » Viscose + polyester, Non Tissée
- » Incision - 'O', incision - 'Y'
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM01001	30 g/m2 4 plis	5x5 cm	100 pcs/sachet 120 sachets/carton
AM01002	30 g/m2 4 plis	5x5 cm	200 pcs/sachet 80 sachets/carton
AM01004	30 g/m2 4 plis	7.5x7.5 cm	100 pcs/sachet 180 sachets/carton
AM01006	30 g/m2 4 plis	10x10 cm	100 pcs/sachet 100 sachets/carton
AM01007	30 g/m2 4 plis	10x20 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM01008	30 g/m2 6 plis	10x20 cm	500 pcs/sachet 6 sachets/carton
AM0128	30 g/m2 4 plis incision - 'O'	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0108	40 g/m2 4 plis incision - 'O'	5x5 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0223	40 g/m2 4 plis incision - 'O'	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0110	30 g/m2 4 plis incision - 'Y'	5x5 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0109	30 g/m2 4 plis incision - 'Y'	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0130	40 g/m2 4 plis incision - 'Y'	5x5 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0129	40 g/m2 4 plis incision - 'Y'	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton



## Boules Non Tissée



- » Viscose + polyester, Non Tissée
- » Sans latex, avec anneau élastique silicon
- » Non Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0117	40 g/m2	Dia. 4.5 cm	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0118	30 g/m2	Dia. 4.5 cm	100 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Compresses Non Tissée



- » Viscose + polyester, Non Tissée
- » Incision - 'O', incision - 'Y'
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM01009	40 g/m2 4 plis	5x5 cm	3 pcs/pp 50 pps/boîte 32 boîtes/carton
AM01010	40 g/m2 4 plis	5x5 cm	10 pcs/pp 10 pps/boîte 48 boîtes/carton
AM01011	40 g/m2 4 plis incision - 'Y'	5x5 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 60 boîtes/carton
AM01012	40 g/m2 4 plis	5x7.5 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 18 boîtes/carton
AM01013	40 g/m2 4 plis	7.5x7.5 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 36 boîtes/carton
AM01014	40 g/m2 4 plis	7.5x7.5 cm	10 pcs/pp 10 pps/boîte 36 boîtes/carton
AM01015	40 g/m2 4 plis	7.5x10 cm	25 pcs/pp 10 pps/boîte 6 boîtes/carton
AM01016	40 g/m2 4 plis	10x10 cm	3 pcs/pp 20 pps/boîte 30 boîtes/carton
AM01017	40 g/m2 4 plis	10x10 cm	10 pcs/pp 10 pps/boîte 24 boîtes/carton
AM01018	40 g/m2 4 plis	10x10 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 27 boîtes/carton
AM01019	40 g/m2 4 plis incision - 'Y'	10x10 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 18 boîtes/carton
AM01020	40 g/m2 6 plis	10x10 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 18 boîtes/carton
AM01021	40 g/m2 4 plis	10x20 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 18 boîtes/carton
AM01023	40 g/m2 6 plis	10x20 cm	2 pcs/pp 50 pps/boîte 12 boîtes/carton



## Boules Non Tissée



- » Viscose + polyester, Non Tissée
- » Absorbante
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0119	40 g/m2	Dia. 4.5 cm	6 pcs/pp 90 pps/carton
AM0120	30 g/m2	Dia. 4.5 cm	6 pcs/pp 90 pps/carton



## Compresses Tissée



- » 100% coton
- » Standard EUP absorbante
- » 40S/40S, 13 fils, 17 fils, 20 fils ou autres mèches disponibles
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM0210	100% coton	17 fils 8 plis	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0211	100% coton	17 fils 8 plis	5x5 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0213	100% coton	17 fils 8 plis	10x10 cm	100 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM0214	100% coton	17 fils 8 plis Double emballage	10x20 cm	100 pcs/sachet 30 sachets/carton
AM0215	100% coton	17 fils 8 plis	10x20 cm	100 pcs/sachet 30 sachets/carton
AM0219	100% coton	17 fils 24 plis RX	10x20 cm	100 pcs/sachet 30 sachets/carton



## Boules Tissée



- » 100% coton
- » Standard EUP absorbante
- » 40S/40S, 13 fils, 17 fils, 20 fils ou autres mèches disponibles
- » Non Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM0234	100% coton	17 fils	Dia. 5 cm	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0235	100% coton	20 fils	Dia. 5 cm	100 pcs/sachet 10 sachets/carton
AM0236	100% coton	24 fils	Dia. 5 cm	100 pcs/sachet 10 sachets/carton



## Compresses Tissée



- » 100% coton
- » Standard EUP absorbante
- » 40S/40S, 13 fils, 17 fils, 20 fils ou autres mèches disponibles
- » Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM1001	100% coton	17 fils 8 plis	10x10 cm	2 pcs/pp 100 pps/boîte 20 boîtes/carton
AM1002	100% coton	17 fils 8 plis	5x5 cm	2 pcs/pp 100 pps/boîte 20 boîtes/carton
AM0201	100% coton	17 fils 8 plis	10x10 cm	2 pcs/pp 100 pps/boîte 20 boîtes/carton
AM0202	100% coton	17 fils 8 plis Double emballage	10x20 cm	2 pcs/pp 480 pps/carton
AM0203	100% coton	17 fils 8 plis	10x20 cm	2 pcs/pp 480 pps/carton
AM0221	100% coton	17 fils 12 pils	5x5 cm	3 pcs/pp 50 pps/boîte 16 boîtes/carton
AM0220	100% coton	17 fils 24 pils	10x20 cm	5 pcs/pp 150 pps/carton



## Boules Tissée



- » 100% coton
- » Standard EUP absorbante
- » 40S/40S, 13 fils, 17 fils, 20 fils ou autres mèches disponibles
- » Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM0204	100% coton	17 fils double emballage	Dia. 5 cm	8 pcs/pp 40 pps/carton
AM0205	100% coton	20 fils double emballage	Dia. 5 cm	8 pcs/pp 40 pps/carton
AM0206	100% coton	24 fils double emballage	Dia. 5 cm	8 pcs/pp 40 pps/carton



## Sets de pansement



- » Sur mesure
- » Blister biodégradable disponible sur demande
- » Stérile

Réf.	Description	Conditionnement
AM4010	6 pcs compresses tissées 7.5x7.5 cm 17 fils 8 plis 6 pcs boules carrées tissées 3x4.5 cm 20 fils 2 pcs pincettes (1 pc verte 1 pc bleue) 1 pc blister rigide	56 sets/carton
AM4011	6 pcs compresses tissées 7.5x7.5 cm 17 fils 8 plis 2 pcs pincettes (1 pc verte 1 pc bleue) 1 pc blister rigide	56 sets/carton
AM4012	6 pcs compresses tissées 7.5x7.5 cm 17 fils 8 plis 6 pcs boules carrées tissées 3x4.5 cm 20 fils 2 pcs pincettes (1 pc verte 1 pc bleue) 1 pc blister rigide	56 sets/carton
AM4013	6 pcs compresses tissées 7.5x7.5 cm 17 fils 8 plis 2 pcs pincettes (1 pc verte 1 pc bleue) 1 pc blister rigide PET	56 sets/carton
AM4014	5 pcs boules tissées Dia. 3 cm 24 fils 1 pc pincette 1 pc blister rigide PET	90 sets/carton
AM4015	2 pcs compresses Non tissée 5x5 cm 10 pcs boules tissées 20 fils Dia. 3 cm 2 pcs pincettes (1 pc verte, 1 pc bleue) 1 pc blister rigide 1 pc champ bleu 50x45 cm	56 sets/carton
AM4016	6 pcs compresses tissées 7.5x7.5 cm 17 fils 8 plis 6 pcs boules tissées 20 fils Dia. 3 cm 2 pcs pincettes (1 pc verte, 1 pc bleue) 1 pc blister rigide PET	56 sets/carton
AM4022	10 pcs boules tissées Dia. 3 cm 20 fils 2 pincettes (1 pc bleue, 1 pc verte) 2 pcs compresses 5x5 cm Non tissée 30 g/m2 4 plis 1 blister rigide PET 1 pc champ enveloppant bleu 50x45 cm	66 sets/carton
AM4023	10 pcs boules tissées Dia. 3 cm 20 fils 2 pincettes (1 pc bleue, 1 pc verte) 2 pcs compresses 5x5 cm non tissées 30 g/m2 4 plis 1 blister rigide PET 1 pc champ enveloppant bleu 50x45 cm	66 sets/carton



## Champs abdominaux



- » 100% coton
- » Standard EUP, absorbant
- » 40S/40S, 17 fils
- » Prélavés
- » RX
- » Stérile

Réf.	Matière	Description	Taille	Conditionnement
AM8001	100% coton	Blanc, 40S 17 fils 8 plis prélavé, avec lacets enveloppé dans du papier crêpe	45x45 cm	5 pcs/sachet 20 sachets/carton
AM8002	100% coton	Vert, 40S 17 fils 8 plis prélavé, avec lacets enveloppé dans du papier crêpe	50x60 cm	5 pcs/sachet 20 sachets/carton
AM8007	100% coton	Vert, 40S 17 fils 6 plis prélavé, avec lacets enveloppé dans du papier crêpe	45x45 cm	2 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM8008	100% coton	Vert, 40S 17 fils 4 plis prélavé, avec lacets enveloppé dans du papier crêpe	50x60 cm	2 pcs/sachet 50 sachets/carton
AM8006	100% coton	Vert, 40S 17 fils 4 plis prélavé, avec lacets enveloppé dans du papier crêpe	45x45 cm	5 pcs/sachet 20 sachets/carton



## Seringues + aiguilles



- » À usage unique
- » Seringue plastique
- » Stérile

Réf.	Taille	Description	Conditionnement
SS010000	1 ml	Seringue Luer Slip sans aiguille	100 pcs/boîte 36 boîtes/carton
LS010000	1 ml	Seringue Luer Lock sans aiguille	100 pcs/boîte 36 boîtes/carton
SS030000	3 ml	Seringue Luer Slip sans aiguille	100 pcs/boîte 32 boîtes/carton
LS030000	3 ml	Seringue Luer Lock sans aiguille	100 pcs/boîte 32 boîtes/carton
SS050000	5 ml	Seringue Luer Slip sans aiguille	100 pcs/boîte 24 boîtes/carton
LS050000	5 ml	Seringue Luer Lock sans aiguille	100 pcs/boîte 24 boîtes/carton
SN183800	18 G 1.2 mm	Aiguille 1 ½" 38 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
SN193800	19 G 1.0 mm	Aiguille 1 ½" 38 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
2038	20 G 0.9 mm	Aiguille 1 ½" 38 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
SN213800	21 G 0.8 mm	Aiguille 1 ½" 38 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
SN223200	22 G 0.7 mm	Aiguille 1 ¼" 32 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
2332 (1)	23 G 0.6 mm	Aiguille 1 ¼" 32 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
SN252500	25 G 0.5 mm	Aiguille 1" 25 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton
EYM2062	20 G 0.9 mm	Aiguille 70 mm	100 pcs/boîte 100 boîtes/carton



## Ciseaux Inox Pointus/Mousse



- » Symbole CE, symbole d'usage unique
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0301	Ciseaux Inox Pointus/Mousse	14 cm	1 pc/pp 500 pps/carton





## Applicateurs PP tête mousse

 STERILE EO CE
 


- » PP 140x4 mm
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0304	Applicateur PP tête mousse verte Stérile	140X4 mm	1 pc/pp 200 pps/carton



## Applicateurs PP

 STERILE EO CE
 


- » Double têtes en coton
- » 75x2.5 mm
- » Stérile

Réf.	Description	Taille	Conditionnement
AM0320	Applicateurs PP, double têtes en coton Stérile	75x2.5 mm	4 pcs/peel pack 200 peel packs/carton



## Antigerm Wipes

 EN 1276 EN 1500 EN 13727 EN 14476
 


- » Désinfection rapide et efficace
- » Séchage rapide et sans traces
- » Adapté aux surfaces en contact alimentaire
- » Adapté au milieu médical
- » Adapté à l'univers du bébé

Réf.	Description	Conditionnement
AM30010	Lingettes désinfectantes pour les mains et les surfaces	1 pc/sachet 10 sachets/boîte 100 boîtes/carton
AM30100	Lingettes désinfectantes pour les mains et les surfaces	100 pcs/sachet 24 sachets/carton





Concentrés sur les dispositifs médicaux à usage unique

## Aimax Group

WUHAN AIMMAX TRADE CO.,LTD  
Room 908-909 Optical Valley Kenzo 727 Luoyu Road  
Hongshan District Wuhan Hubei Province China  
Tel: +86 (0)27 8787 3877

AIMMAX MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD  
No.53 Hanjiang Avenue Chadian Town  
Yunyang District Shiyan Hubei Province China  
Tel: +86 (0)719 7506958

AIMMAX MEDICAL SA  
Rue du Lion-d'Or 1  
CH-1003 Lausanne  
Case postale 5808 CH-1002 Lausanne Switzerland  
Tel: +41 (0)78 619 63 78

AIMMAX CORPORATION  
1651 Begonia Way Gardena  
CA 90248 USA  
Tel: +1 310 634 5568

AIMMAX NON WOVEN FABRIC MANUFACTURING CO.,LTD  
NO 68 Jinjiang Road Tianmen Industrial Park  
Tianmen City Hubei Province China

AIMMAX (WUHAN) TECHNOLOGY CORPORATION  
Floor 9 Optical Valley Kenzo 727 Luoyu Road  
Hongshan District Wuhan City Hubei China  
Tel: +86 (0)27 8756 0880

AIMMAX TRADE (NINGBO) CO.,LTD  
No. 166 Xinghai North Road Taoyuan District  
Ninghai County Ningbo City Zhejiang Province China